


Кроличье Рекомбинантное Моноклональное Антитело Anti-Dbi Polymab® Для Wb, Ihc-P, Elisa — P07108 / P31786

Артикул: CM0012619



введение

Рекомбинантное моноклональное кроличье антитело Anti-DBI (PolymAb®), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований ацил-КоА-связывающего белка/ингибитора связывания диазепама в области метаболизма и неврологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано методом КО] Кроличье антитело DBI PolymAb®
Примечания/синонимы	EP; ACBP; ACBD1; CCK-RP; эндозепин
Вид	Человек/мышь
GeneID (человек)	1622
GeneID	1622/13167
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P07108/P31786
Молекулярная масса белка	10-12 кДа
Условия транспортировки	Хладагент