


Поликлональные Антитела Против Dbnl Для Вб, Ифа - Q9Uju6

Артикул: CM0016138



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому DBNL (HIP-55, SH3P7), валидированные для Вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА; перекрестно реагируют с мышиным и крысиным белком. DBNL участвует в реорганизации актинового цитоскелета, эндоцитозе и активации Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DBNL кроличья поликлональная антитело
Примечания/синонимы	ABP1; HIP55; SH3P7; HIP-55; DBNL
Вид реактогенности	Человек
ID гена (человек)	28988
ID гена	28988
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 131-430 человеческого DBNL (NP_001014436.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UJU6
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом