

Кроличыи Поликлональные Антитела К Dbp Для Wb И Elisa - Q10586

Артикул: CM0017264

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к DBP человека (D site-binding protein) для применения в методах вестерн-блоттинга и ELISA. Выявляют ядерный фактор транскрипции с молекулярной массой 34 кДа, участвующий в регуляции циркадных ритмов. Предназначены для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DBP Rabbit pAb (кроличьи поликлональные антитела)
Примечания/Синонимы	DABP; taxREB302; DBP
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	1628
Идентификатор гена	1628
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-325 DBP человека (NP_001343.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q10586
Молекулярная масса белка	34 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом