


Моноклональное Кроличье Антитело К Dbt Для Wb, Ihc-P, Ip — P11182

Артикул: CM0007620



введение

Высококачественное моноклональное кроличье антитело, нацеленное на DBT (E2-компонент комплекса дегидрогеназы альфа-кетокислот с разветвлённой цепью). Валидировано для WB, IHC-P, IP и ELISA; продемонстрирована перекрёстная реактивность с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований митохондрий и изучения болезни кленового сиропа (MSUD).

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	[Валидировано методом нокдауна] кроличье моноклональное антитело к DBT
Примечания/псевдонимы	E2; E2B; BCATE2; BCKADE2; BCKAD-E2; BCKDH-E2; BCOADC-E2; [Валидировано методом нокдауна] DBT
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	1629
Идентификатор гена	1629
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 62-247 DBT (NP_001909.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P11182
Молекулярная масса белка	53 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом