


Кроличьи Поликлональные Антитела Против Dbt Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - P11182

Артикул: CM0022384



введение

Кроличьи поликлональные антитела (pAb) против DBT для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Нацелены на E2-компонент BCKDH; полезны для исследований катаболизма разветвленных аминокислот и болезни кленового сиропа (MSUD). P11182.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DBT Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	E2; E2B; BCATE2; BCKADE2; BCKAD-E2; BCKDH-E2; BCOADC-E2; DBT
Вид	Человек
ID гена	1629
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 11-247 человеческого DBT (NP_001909.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11182
Молекулярный вес белка	53 кДа
Доставка	В ледяном пакете