

Кроличье Моноклональное Антитело Против Dc-Signr/Cd299 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Проточной Цитометрии, Elisa - Q9H2X3

Артикул: CM0006285



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого DC-SIGNR/CD299 (CLEC4M, L-SIGN). Валидировано для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, проточной цитометрии, ELISA. Детектирует полосу ~24-45 кДа. Рецептор распознавания патогенов, участвующий в проникновении вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против DC-SIGNR/CD299
Примечания/Альтернативные названия	CD299; LSIGN; CD209L; L-SIGN; DCSIGNR; HP10347; DC-SIGN2; DC-SIGNR; CD299/DC-SIGNR
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10332
ID гена	10332
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 71-399 человеческого DC-SIGNR/CD299 (NP_055072.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, проточная цитометрия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9H2X3
Молекулярная масса белка	24-45 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом