

Поликлональные Антитела Против Dcaf12 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q5T6F0

Артикул: CM0019974



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого DCAF12 (DDB1- и CUL4-ассоциированный фактор 12), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают человеческий и крысиный DCAF12, подходят для исследований убиквитинирования и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DCAF12 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CT102; TCC52; WDR40A; KIAA1892; DCAF12
Вид	Человек
ID гена (человек)	25853
ID гена	25853
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-85 человеческого DCAF12 (NP_056212.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q5T6F0
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	Сумка со льдом