


Поликлональное Антитело Против Dcaf13 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nv06

Артикул: CM0013503



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого DCAF13, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным, крысиным белком. Рекомбинантный иммуноген (а.о. 298-597). Подходит для исследований биогенеза рибосом, убиквитинирования и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DCAF13 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	GM83; Sof1; WDSOF1; HSPC064; DCAF13
Вид	Человек
GeneID (Человек)	25879
GeneID	25879
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 298-597 человеческого DCAF13 (NP_056235.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NV06
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом