

Поликлональные Антитела Против Dcaf7 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - P61962

Артикул: CM0028889

введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против человеческого DCAF7 (фактор 7, ассоциированный с DDB1 и CUL4). Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; перекрестно реагируют с мышью и крысой. Идеально подходят для исследований в области биологии развития и убиквитин-лигаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DCAF7 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	AN11, HAN11, WDR68, SWAN-1, DCAF7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10238
GeneID	10238
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий аминокислоты 1-342 человеческого DCAF7 (NP_005819.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61962
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	С ледяным пакетом