

Кроличье Моноклональное Антитело Против Dcaf7 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P61962

Артикул: CM0011292

введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело против DCAF7, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Реагирует с DCAF7 человека, мыши и крысы. Идеально для исследований краниофациального развития и убиквитин-зависимого пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против DCAF7
Примечания/Альтернативные названия	AN11; HAN11; WDR68; SWAN-1; DCAF7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10238
GeneID	10238
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-300 белка DCAF7 человека (P61962).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61962
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом