

Кроличья Поликлональная Антитело Против Dcaf7 Для Вб, Иф/Икк, Ифа - P61962

Артикул: CM0017790

введение

Кроличья поликлональная антитело против DCAF7, также известного как WDR68, для использования в вестерн-блоттинге, иммунофлуоресценции и ИФА. Валидирована на образцах человека и мыши. Белок с молекулярной массой 39 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	DCAF7 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	AN11; HAN11; WDR68; SWAN-1; DCAF7
Вид	Человек
ID гена (человек)	10238
ID гена	10238
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-342 человеческого DCAF7 (NP_005819.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P61962
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладагентами