

Поликлональные Антитела Против Dcamkl1/Dclk1 Для Wb, If-P, Elisa - O15075

Артикул: CM0029405



введение

Кроличьи поликлональные антитела, специфичные к DCAMKL1/DCLK1 (аминокислоты 590-740). Валидированы для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции на парафиновых срезах и ИФА в образцах человека, мыши и крысы. Только для исследовательских целей при изучении нейронной миграции и сигнальных путей киназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DCAMKL1/DCLK1 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Алиасы	CL1; DCLK; CLICK1; DCDC3A; DCAMKL1; DCAMKL1/DCLK1
Вид	Человек
ID гена (человек)	9201
ID гена	9201
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 590-740 DCAMKL1/DCLK1 (NP_001317000.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15075
Молекулярная масса белка	82 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с охлаждающим элементом