

Кроличье Моноклональное Антитело Против Dcamkl1/Dclk1 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - O15075

Артикул: CM0011902



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий белок DCAMKL1/DCLK1 (серин/треонин-протеинкиназа), валидированное для Вестерн-блоттинга и ELISA, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально подходит для нейробиологических исследований нейронной миграции и развития мозга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DCAMKL1/DCLK1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	CL1; DCLK; CLICK1; DCDC3A; DCAMKL1; DCAMKL1/DCLK1
Вид	Человек
GeneID	9201 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 600-700 человеческого белка DCAMKL1/DCLK1 (O15075)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15075
Молекулярная масса белка	82 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом