

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Dcdc2 Для Wb И Elisa — Q9Uhg0

Артикул: CM0019674



введение

Кроличье поликлональное антитело к DCDC2, валидированное для WB и ELISA, с перекрёстной реактивностью к белкам человека, мыши и крысы. Предназначено для исследований сигнального пути Wnt, миграции нейронов и цилиогенеза в области нейронаук и клеточной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к DCDC2
Примечания/синонимы	NSC; RU2; RU2S; DCDC2A; DFNB66; NPHP19; DCDC2
Вид	Человек
Идентификатор гена	51473
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого DCDC2 (NP_001182539)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UHG0
Молекулярная масса белка	53 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом