


Кроличье Моноклональное Антитело Против Dck Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P27707

Артикул: CM0007635



введение

Точное кроличье моноклональное антитело против человеческого DCK (дезоксцитидинкиназа), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Необходимо для исследований фосфорилирования нуклеозидных аналогов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KD Validated] DCK Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	DCK; [KD Validated] DCK
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1633
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого DCK (NP_000779.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-П), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P27707
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом