

Анти-Dck Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27707

Артикул: CM0023671



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческой дезоксицитидинкиназы (DCK), для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Валидированы на образцах человека, мыши и крысы; идеально подходят для изучения активации противораковых и противовирусных препаратов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DCK кролик pAb
Примечания/Псевдоним	DCK
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1633
GeneID	1633
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого DCK (NP_000779.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P27707
Молекулярный вес белка	31кДа
Доставка	Сумка со льдом