


Анти-Dclre1C Поликлональные Кроличы Антитела Для Wb, Elisa - Q96Sd1

Артикул: CM0026487



введение

Поликлональные кроличы антитела против человеческого DCLRE1C (Artemis) для WB и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения репарации ДНК, V(D)J-рекомбинации и иммунодефицитных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DCLRE1C кроличы pAb
Примечания/Псевдоним	SCIDA, SNM1C, A-SCID, RS-SCID, DCLREC1C, DCLRE1C
Вид	Человек
ID гена	64421
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого DCLRE1C (NP_001029027.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96SD1
Молекулярный вес белка	78кДа
Доставка	Ледяной пакет