

Анти-Dcn (Декорин) Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Icc, Elisa - P07585

Артикул: CM0018111

введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика против человеческого DCN/Декорина (P07585), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения внеклеточного матрикса и фибрилlogenеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DCN кролик rAb
Примечания/Псевдоним	CSCD; PG40; PGII; PGS2; DSPG2; SLRR1B; DCN
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1634
ID гена	1634
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 31-359 человеческого DCN (NP_001911.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07585
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка со льдом