

Моноклональное Антитело Anti-Dcp1A Кролика Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q9Npi6

Артикул: CM0011237



введение

Высококачественное моноклональное антитело Anti-DCP1A кролика, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с белками человека и мыши. Подходит для исследований декэппинга мРНК и деградации мРНК, опосредованной бессмысленными мутациями.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DCP1A Rabbit mAb
Примечания/синонимы	SMIF, SMAD4IP1, HSA275986, Nbla00360, DCP1A
Вид	Человек
GeneID (человек)	55802
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 483-582 человеческого DCP1A (Q9NPI6).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9NPI6
Молекулярная масса белка	63 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом