


Кроличья Поликлональная Антитело К Dcp1A Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q9NPI6

Артикул: CM0029338



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого DCP1A (SMIF), подходит для Вестерн-блоттинга и иммуноферментного анализа. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований деградации мРНК и сигнального пути TGF-бета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DCP1A кроличья пАт
Примечания/алиасы	SMIF; SMAD4IP1; HSA275986; Nbla00360; DCP1A
Вид	Человек
ID гена (человек)	55802
ID гена	55802
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 303–582 человеческого DCP1A (NP_060873.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NPI6
Молекулярная масса белка	63 кДа
Доставка	С холодоэлементом