

Поликлональное Антитело Anti-Dcp1B Для Wb, Elisa — Q8Izd4

Артикул: CM0019266

введение

Кроличье поликлональное антитело против DCP1B человека, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека и крысы. Идеально подходит для изучения механизмов удаления кэпа с мРНК и нонсенс-опосредованной деградации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело DCP1B
Примечания/синонимы	DCP1; DCP1B
Вид	Человек
GeneID (человек)	196513
GeneID	196513
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 386–617 DCP1B человека (NP_689853.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q8IZD4
Молекулярная масса белка	68 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом