

Поликлональное Антитело Против Dcps Для Wb, Elisa - Q96C86

Артикул: CM0013629



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого DCPS (m7GpppX дифосфатаза). Подходит для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышью. Обнаруживает полосу ~39 кДа. Необходимо для исследований распада мРНК и сплайсинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против DCPS
Примечания/Псевдоним	ARS; DCS1; HSL1; HINT5; HINT-5; HSPC015; DCPS
Вид	Человек
GeneID	28960
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого DCPS (NP_054745.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96C86
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Сумка со льдом