

Кроличья Моноклональная Антитело К Anti-Dcr1/Cd263 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O14798

Артикул: CM0007522

введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело против человеческого DcR1/CD263 (TRAIL-R3, TNFRSF10C), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Этот ловчий рецептор конкурирует за связывание с TRAIL, ингибируя апоптоз. Реагирует с человеческим белком, молекулярная масса 27 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DcR1/CD263 кроличье МАТ
Примечания/алиасы	LIT; DCR1; TRID; CD263; TRAILR3; TRAIL-R3; DCR1-TNFR; DcR1 / CD263
Вид	Человек
GeneID (человек)	8794
GeneID	8794
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 150-230 человеческого DcR1 / CD263 (NP_003832.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14798
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	С льдом