

Кроличье Моноклональное Антитело Против Dcr1/Cd263 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Проточной Цитометрии, Ифа - O14798

Артикул: CM0005773

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого DcR1/CD263 (TNFRSF10C, TRAIL-R3) для применения в Вестерн-блоттинге, ИГХ-П, проточной цитометрии и ИФА. Идеально для исследований апоптоза и сигналинга TRAIL. Надежный сырьевой материал для разработки IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против DcR1/CD263
Примечания/Альтернативные названия	TNFRSF10C; CD263; DCR1; DCR1-TNFR; LIT; TRAIL-R3; TRAILR3; TRID; член 10c суперсемейства рецепторов ФНО; DcR1/CD263
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8794
GeneID	8794
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-235 человеческого DcR1/CD263 (NP_003832.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, проточная цитометрия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14798
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом