

Моноклональное Антитело Против Dcr2 Для Wb, Ihc-P, Ифа — Q9Ubn6

Артикул: CM0009570

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против DCR2, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА; реагирует с белком человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигнального пути рецепторов TRAIL и исследований апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DCR2 Rabbit mAb
Примечания/алиасы	DCR2; CD264; TRUND; TRAILR4; TRAIL-R4
Вид	Человек
ID гена	8793
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 287-386 человеческого DCR2 (Q9UBN6).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UBN6
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Хладоэлемент