

Поликлональные Антитела Против Dct Для Вб, Ифа — P40126

Артикул: CM0017108



введение

Кроличьи поликлональные антитела против DCT для методов Вестерн-блоттинг и ИФА. Специфичны к человеческому и мышиному DCT (TRP-2) — меланогенному ферменту с молекулярной массой 59 кДа, участвующему в биосинтезе меланина. Идеально подходит для исследований пигментации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DCT Rabbit pAb
Примечания/алиасы	OCA8; TRP-2; TYRP2; DCT
Вид	Человек
GeneID (человек)	1638
GeneID	1638
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислотных остатков 50-350 человеческого DCT (NP_001913.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P40126
Молекулярная масса белка	59 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом