


Поликлональные Антитела Против Dctd Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P32321

Артикул: CM0028486



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого DCTD (дезоксцитидилатдезаминазы), подходящие для WB, IHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с человеческим, мышинным и крысиным белками. Нацелены на ключевой фермент метаболизма нуклеотидов и эпигенетического спасения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	DCTD Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DCTD
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1635
GeneID	1635
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-178 человеческого DCTD (NP_001912.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P32321
Молекулярный вес белка	20 кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент