

Поликлональное Антитело Anti-Dctn2 Для Wb, Elisa - Q13561

Артикул: CM0014278



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий DCTN2 (субъединица 2 динактина). Валидировано для WB и ELISA, дает перекрестную реакцию с человеческим, мышинным и крысиным белками. Подходит для изучения динеин-опосредованного транспорта и митоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DCTN2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	RBP50; DCTN50; HEL-S-77; DYNAMITIN; DCTN2
Вид	Человек
GeneID (человек)	10540
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 280-401 человеческого DCTN2 (NP_006391.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13561
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом