

Кроличье Поликлональное Антитело Против Dctn2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q13561

Артикул: CM0019218



введение

Обнаруживайте субъединицу 2 динактина (DCTN2/p50 динамитин, 44 кДа) у человека и крысы с помощью этого кроличьего поликлонального антитела. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ICC и ELISA. Идеально для исследований динеин-опосредованного транспорта и митоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к DCTN2
Примечания/Альтернативные названия	RBP50; DCTN50; HEL-S-77; DYNAMITIN; DCTN2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10540
GeneID	10540
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-320 человеческого DCTN2 (NP_006391.1))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q13561
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	В пакете со льдом