


Анти-Dctn5 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Bte1

Артикул: CM0020909



введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела против DCTN5, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с DCTN5 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения функции динактинового комплекса и внутриклеточного транспорта, опосредованного динеином.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DCTN5 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	DCTN5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	84516
ID гена	84516
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого DCTN5 (NP_115875.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BTE1
Молекулярный вес белка	20кДа
Доставка	Сумка со льдом