

Поликлональные Антитела К Dcxr Для Wb И Elisa - Q7Z4W1

Артикул: CM0025949



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к человеческому DCXR (L-ксилозулоредуктазе). Валидированы для WB и ELISA, обладают перекрестной реактивностью с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований уратного цикла и осморегуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DCXR кроличьи pAb
Примечания/Синонимы	XR; DCR; HCR2; P34H; HCRII; KIDCR; PNTSU; SDR20C1; DCXR
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	51181
Идентификатор гена	51181
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-244 человеческого DCXR (NP_057370.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q7Z4W1
Молекулярная масса белка	26 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом