


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Ddah1 Для Вестерн-Блота И Ифа - O94760

Артикул: CM0004242



введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела, нацеленные на человеческий DDAH1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают DDAH1 в образцах человека и крысы. Необходимы для исследований регуляции оксида азота и метаболизма диметиларгинина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DDAH1 Кроличьи мкАт
Примечания/алиасы	DDAH; DDAH1; DDAH-1; HEL-S-16; DDAH1
Вид	Человек
ID гена (человек)	23576
ID гена	23576
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 186-285 человеческого DDAH1 (O94760).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	O94760
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом