


Кроличье Поликлональное Антитело Против Ddah1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc И Elisa - O94760

Артикул: CM0015862



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против DDAH1, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Идеально подходит для изучения регуляции оксида азота и метаболизма диметиларгинина в образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье rAb против DDAH1
Примечания/Альтернативные названия	DDAH; DDAH1; DDAH-1; HEL-S-16; DDAH1
Вид	Человек
ID гена	23576
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-285 человеческого DDAH1 (NP_036269.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O94760
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом