

Поликлональное Антитело К Ddah2 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезях, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - O95865

Артикул: CM0025767

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок DDAH2, валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Поддерживает исследования роли DDAH2 в сосудистой биологии, секреции инсулина и делении митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DDAH2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	G6a; DDAH; NG30; DDAHII; HEL-S-277; DDAH2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23564
ID гена	23564
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-285 человеческого DDAH2 (NP_039268.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуногистохимия на парафиновых срезах, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95865
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом