


Поликлональное Антитело Против Ddb1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икк, Ифа - Q16531

Артикул: CM0027317



введение

Поликлональное антитело против DDB1, валидированное для вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА. Определяет DDB1 человека, мыши, крысы (127 кДа).
Используется для исследования репарации ДНК и убиквитинирования через комплексы UV-DDB и DCX.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DDB1 Кроличье pAb
Примечания/Псевдонимы	XPE; DDBA; XAP1; XPCE; XPE-BF; UV-DDB1; WHIKERS; DDB1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1642
ID гена	1642
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 741-1140 белка DDB1 человека (NP_001914.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16531
Молекулярная масса белка	127 кДа
Доставка	В термосумке со льдом