


Кроличыи Моноклональные Антитела К Anti-Ddb1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q16531

Артикул: CM0004180



введение

Кроличыи моноклональные антитела к DDB1, валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Полезны для изучения репарации ДНК (путь NER) и убиквитин-протеасомной системы. Специфический пептидный иммуноген. 127 кДа. SWISS Q16531.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DDB1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	XPE; DDBA; XAP1; XPCE; XPE-BF; UV-DDB1; WHIKERS; DDB1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1642
GeneID	1642
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1041-1140 человеческого DDB1 (NP_001914.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16531
Молекулярный вес белка	127 кДа
Доставка	В ледяном пакете