

Поликлональное Кроличье Антитело К Ddb1 Для Wb, Ihc-P, Ip, Ифа — Q16531

Артикул: CM0025059



введение

Поликлональное кроличье антитело к DDB1 для исследования репарации повреждений ДНК и убиквитинирования. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P), иммунопреципитации (IP) и ИФА (ELISA), реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения комплекса UV-DDB и Е3-лигаз DCX.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DDB1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	XPE; DDBA; XAP1; XPCE; XPE-BF; UV-DDB1; WHIKERS; DDB1
Вид	Человек
ID гена (человек)	1642
ID гена	1642
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1000-1140 белка DDB1 человека (NP_001914.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q16531
Молекулярная масса белка	127 кДа
Доставка	С охлаждающим пакетом