

Поликлональные Антитела Против Ddb2 Для Иф/Ик, Ифа — Q92466

Артикул: CM0019031



введение

Кроличьи поликлональные антитела к DDB2, валидированные для иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА на образцах человека. Направлены против белка, связывающего поврежденную ДНК 2 (UV-DDB2) — ключевого фактора нуклеотидной эксцизионной репарации. Идеально подходят для исследований повреждения и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DDB2 Кроличьи pAb
Примечания/Алиасы	XPE; DDBB; UV-DDB2; DDB2
Вид	Человек
GeneID	1643
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, соответствующий аминокислотам 1-315 человеческого DDB2 (NP_000098.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q92466
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Айс-бокс