

Кроличыи Моноклональные Антитела К Ddb2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — Q92466

Артикул: CM0003355



введение

Это кроличье моноклональное антитело к человеческому DDB2 (белок, связывающий поврежденную ДНК 2, SWISS: Q92466) валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Оно распознает ключевой фактор эксцизионной репарации нуклеотидов и адаптер Е3-лигазы, поддерживая исследования геномной целостности и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DDB2 кроличья моноклональная антитело
Примечания/псевдонимы	XPE; DDBB; UV-DDB2; DDB2
Вид	Человек
GeneID (человек)	1643
GeneID	1643
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q92466
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Холодильный пакет