

Кроличье Поликлональное Антитело Против Ddb2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q92466

Артикул: CM0024011



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого белка DDB2 (DNA damage-binding protein 2), валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Подходит для исследований репарации ДНК на образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DDB2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	XPE; DDBB; UV-DDB2; DDB2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1643
GeneID	1643
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-315 человеческого белка DDB2 (NP_000098.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92466
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом