

Поликлональные Антитела Против Ddc Для Вестерн-Блоттинга, Иф (Клетки), Игх (Ткани), Ифа - P20711

Артикул: CM0028412



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого DDC, валидированные для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения биосинтеза катехоламинов и серотонина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DDC Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	AADC; DDC
Вид	Человек
GeneID (человек)	1644
GeneID	1644
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-137 человеческого DDC (NP_000781.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20711
Молекулярный вес белка	54кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент