

Моноклональное Антитело К Ddit3/Chop Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии В Парафиновых Срезах, Elisa - P35638

Артикул: CM0003720

введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий белок DDIT3/CHOP (транскрипт 3, индуцируемый повреждением ДНК). Валидировано для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии в парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ELISA). Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Предсказанная молекулярная масса 19 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DDIT3/CHOP Кроличье моноклональное антитело (mAb)
Примечания / Альтернативные названия	CHOP; CEBPZ; CHOP10; CHOP-10; GADD153; AtDDIT3; C/EBPzeta; DDIT3/CHOP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1649
GeneID	1649
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого белка DDIT3/CHOP (NP_004074.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия в парафиновых срезах (IHC-P), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35638
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом