

Кроличий Моноклональный Антитело Против Anti-Ddit3/Chop Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc) И Ифа (Elisa) - P35638

Артикул: CM0004576

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого DDIT3/CHOP, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает белки человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения стресса ЭПР и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] DDIT3/CHOP кроличье mAb
Примечания/Псевдонимы	CHOP; CEBPZ; CHOP10; CHOP-10; GADD153; AltDDIT3; C/EBPzeta; DDIT3/CHOP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1649
GeneID	1649
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого DDIT3/CHOP (NP_004074.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35638
Молекулярный вес белка	19 кДа
Доставка	Сумка со льдом