

Анти-Ddit3/Chop Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35638

Артикул: CM0014939

введение

DDIT3/CHOP кроличий поликлональный антитело (pAb) нацелено на фактор транскрипции стресса ЭПР массой 19 кДа. Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований апоптоза и реакции на развернутые белки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DDIT3/CHOP кроличий pAb
Примечания/Псевдонимы	CHOP; CEBPZ; CHOP10; CHOP-10; GADD153; AltDDIT3; C/EBPzeta; DDIT3/CHOP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1649
GeneID	1649
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-169 человеческого DDIT3/CHOP (NP_004074.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35638
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	Сумка со льдом