

Поликлональные Антитела К Anti-Ddost Для Вестерн-Блоттинга, Игх, Ифа - P39656

Артикул: CM0029500



введение

Кроличьи поликлональные антитела к DDOST, подходящие для Вестерн-блоттинга, ИГХ, ИФА. Обнаруживают человеческий, мышиный и крысиный DDOST, ключевую субъединицу OST, необходимую для N-гликозилирования белков. Идеальны для исследований в области гликобиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DDOST Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	OST; WBP1; AGER1; CDG1R; GATD6; OST48; OKSWcl45; DDOST
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1650
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-300 человеческого DDOST (NP_005207.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P39656
Молекулярный вес белка	51 кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент