

Кроличье Моноклональное Антитело Против Ddr1/Mck10/Cd167A Для Вестерн-Блота И Ифа — Q08345

Артикул: CM0006780



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому DDR1/MCK10/CD167a, валидированное для Вестерн-блота и ИФА, перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально подходит для изучения сигнальных путей рецепторов коллагена, миграции клеток и инвазии опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело к DDR1/MCK10/CD167a
Примечания/Алиасы	CAK; DDR; NEP; HGK2; PTK3; RTK6; TRKE; CD167; EDDR1; MCK10; NTRK4; PTK3A
Вид	Человек
GeneID (человек)	780
GeneID	780
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот с 21 по 416 человеческого DDR1/MCK10/CD167a (NP_054699.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q08345
Молекулярная масса белка	101 кДа
Доставка	С ледяным пакетом