


Кроличье Моноклональное Антитело Против Ddr2 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q16832

Артикул: CM0005378



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против DDR2, валидированное для применения в вестерн-блоттинге и ELISA. Детектирует DDR2 человека, мыши и крысы — рецепторную тирозинкиназу для коллагена, участвующую в ремоделировании тканей и развитии костей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против DDR2
Примечания/Альтернативные названия	TKT; WRCN; MIG20a; NTRKR3; TYRO10; DDR2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4921
GeneID	4921
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 756-855 белка DDR2 человека (Q16832).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16832
Молекулярная масса белка	97 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом