


Поликлональное Антитело Кролика Против Ddr2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q16832

Артикул: CM0012945



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого DDR2, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Мишень участвует в передаче сигналов коллагена и ремоделировании тканей; подходит для исследований в онкологии и изучения развития костной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	DDR2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	TKT; WRCN; MIG20a; NTRKR3; TYRO10; DDR2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4921
ID гена	4921
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 290-400 человеческого DDR2 (NP_001014796.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16832
Молекулярная масса белка	97 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом