

Поликлональное Антитело Против Ddx1 - Q92499

Артикул: CM0027325



введение

Кроличье поликлональное антитело DDX1 для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммунопреципитации (IP), ELISA. Валидировано на человеке, мыши, крысе. Определяет АТФ-зависимую РНК хеликазу DDX1, участвующую в транскрипции, процессинге РНК и противовирусной защите - Q92499.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DDX1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	DBP-RB; UKVH5d; DDX1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1653
GeneID	1653
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 441-740 белка DDX1 человека (NP_004930.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92499
Молекулярная масса белка	82 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом