

Анти-Ddx11 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96Fc9

Артикул: CM0029861

введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против АТФ-зависимой ДНК-хеликазы DDX11 человека, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходят для исследований репликации ДНК, репарации и биологии хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DDX11 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CHL1; KRG2; WABS; CHLR1; DDX11
Вид	Человек
ID гена (человек)	1663
ID гена	1663
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого DDX11 (NP_689651.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96FC9
Молекулярный вес белка	108кДа
Доставка	Сумка со льдом